

BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Φιλελλήνων 1 & Μεγάλου Αλεξάνδρου  
16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

BARD HELLAS S.A.

1, Filellinon Str. & Megalou Alexandrou  
GR – 16452 ARGYROUPOLI GREECE  
ΑΦΜ 094501826- ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ



Προς

1η ΥΠΕ Αττικής

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-  
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»**

Υψηλάντου 45-47

106 26 Αθήνα

**Υπόψη κ Ι. Θεόκλητου**

Αργυρούπολη, 07 Σεπτεμβρίου 2018

**Θέμα: Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΠΠΥΥ 2015**

ΣΧΕΤ: Ο Ν. 4412/2016 και η απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί Διαδικασίας Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών (απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθμ. 88/07-09-2016 (θ. 3°, 4° και 5ο) με ΑΔΑ: Ω2ΔΖ465ΦΥΟ-ΩΥΗ)

Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Νοσοκομείου από 12/06/2018 για την Α΄ Φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών Αναλώσιμων Θεραπείας Νεφρών και έχοντας ως γνώμονα την **ορθότερη** και **ευρύτερη** περιγραφή των συγκεκριμένων υλικών, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και την **καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών, προτείνουμε την διόρθωση της τεχνικής προδιαγραφής στον α/α 29 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ PORT-A-CATH** καθώς η υπάρχουσα προδιαγραφή αφορά την συσκευή Port με την οποία χρησιμοποιείται η βελόνα:

#### **ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ PORT-A-CATH**

**Βελόνα παρακέντησης ασφάλειας non-coating, χαμηλού προφίλ, κεκκαμένη, για χρήση με port, διαμέτρου 19, 20, 22g με μήκος από 0,50''-1.50'' (ίντσες), με ή χωρίς θέση έγχυσης Y, με προσυνδεδεμένη επέκταση μικροσωλήνωσης, με αντάπτορα luer-lock, clamp, με πτερύγια τοποθέτησης, με μηχανισμό ασφαλείας που κλειδώνει κατά την απόσυρση της βελόνας, με παράθυρα οπτικής επιθεώρησης της περιοχής στην βάση της βελόνας, επικαλυμμένη με λιπαντική ουσία. Να συνοδεύεται από επίθεμα για την καλύτερη εφαρμογή, στερέωση και άνεση του ασθενούς. Να είναι ελεύθερη από DEHP και Latex, σε αποστειρωμένη συσκευασία.**

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

- Η βελόνα παρακέντησης ασφάλειας με πτερύγια διευκολύνει το νοσηλευτικό προσωπικό στην τοποθέτηση και αφαίρεση της, ο μηχανισμός ασφαλείας που κλειδώνει κατά την απόσυρση της βελόνας αποτρέπει από πιθανούς τραυματισμούς (τρυπήματα) του νοσηλευτικού προσωπικού, τα παράθυρα οπτικής επιθεώρησης της περιοχής στην βάση της βελόνας διευκολύνουν την άμεση επιθεώρηση της περιοχής και την αποφυγή επιπλοκών κατά την χημειοθεραπεία.
- Η επικάλυψη με λιπαντική ουσία διευκολύνει την είσοδο αλλά και την έξοδο της βελόνας από το port, δημιουργώντας τη λιγότερη φθορά στην επιφάνεια της σιλικόνης του port.
- Το επίθεμα που συνοδεύει τη βελόνα διευκολύνει τη στερέωση στον ασθενή, με αποτέλεσμα την καλύτερη ασφάλεια και ευκολία χρήσης για το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και την μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΕΚΤΩΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1 & ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 164 52, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  
Τηλ: +30 210 9628810, ΦΑΞ: +30 210 9628810  
+30 210 7629985  
ΑΦΜ: 094501826- ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Αρ. Πρωτ.: 88/113(05)  
ΓΕΜΗ: 124397101000

Ευγένιος Αργυρής  
Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών