

**Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΛΟΙΠΑ).**

**Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΠΥΥ 2015 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ, TROCAR ΚΟΙΛΙΑΣ, ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ, ΒΕΛΟΝΕΣ, ΣΑΚΟΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΓΜΑ ΚΛΠ).**

	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1	Trocar Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές, με ενσωματωμένο σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την είσοδο-έξοδο της κάμερας, διαμέτρου 5/12 mm, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με χαμηλό προφίλ, και τέσσερις θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.	Προσφέρουμε τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές διαμέτρου 5-12mm και μήκους 100mm τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με χαμηλό προφίλ και τέσσερις θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δηλαδή να διαθέτει η κάνουλα ενσωματωμένο σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την είσοδο-έξοδο της κάμερας καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
2	Trocar 5mm διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, λόγχη σχήματος νυστεριού και με ατραυματικό κάλυμμα ασφάλειας της λόγχης και με μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος, με μήκος κάνουλας 100mm	Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 5mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο και αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει κάνουλα, πλήρως διάφανη, με σπείρωμα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δηλαδή να διαθέτει η κάνουλα ενσωματωμένο σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την είσοδο-έξοδο της κάμερας καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης η προδιαγραφή να διαθέτει η κάνουλα δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748  
ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

3	<p>Trocac 10-11mm διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, λόγχη σχήματος νυστεριού και με ατραυματικό κάλυμμα ασφάλειας της λόγχης και με μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος, με μήκος κάνουλας 100mm</p>	<p>Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 10/11mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο και αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει κάνουλα με σπείρωμα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό.</p>	<p>Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δηλαδή να διαθέτει η κάνουλα ενσωματωμένο σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την είσοδο-έξοδο της κάμερας καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης η προδιαγραφή να διαθέτει η κάνουλα δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσω ράμματος καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία</p>
4	<p>Trocac 5-12mm διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, λόγχη σχήματος νυστεριού και με ατραυματικό κάλυμμα ασφάλειας της λόγχης και με μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος, με μήκος κάνουλας 100mm</p>	<p>Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 12mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο και αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει κάνουλα πλήρως διάφανη ,με σπείρωμα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό</p>	<p>Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δηλαδή να διαθέτει η κάνουλα ενσωματωμένο σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την είσοδο-έξοδο της κάμερας καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης η προδιαγραφή να διαθέτει η κάνουλα δύο θέσεις σταθεροποίησης διαμέσω ράμματος καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία</p>
5	<p>Trocac 10/11mm μιας χρήσης με κοπτικό άκρο, με στυλεό σε σχήμα νυστεριού αμφοτερόπλευρης κοπτικής λάμας υψηλής διεισδυτικής ικανότητας με ατραυματική ασπίδα προστασίας ολόκληρης της λόγχης και διαφανή ραβδωτή κάνουλα 100mm.Με ενσωματωμένο (όχι προσαρμοζόμενο) αυτόματο μετατροπέα ανεξαρτήτως διαμέτρου και εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας. Το άνω τμήμα του τροκάρ να αποσπάται ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί παρασκεύασμα από το τροκάρ χωρίς να υπάρχει απώλεια πνευμοπεριτοναίου. Η ασπίδα ασφαλείας να επικαλύπτει περιμετρικά όλο το κοπτικό άκρο, να είναι ατραυματική και με δείκτη επισημάνσης της θέσης της. Να διαθέτει σύστημα ταχείας εκτόνωσης αερίου ενδοκοιλιακού περιεχομένου, κάθετα προς τη κατεύθυνση της κάνουλας.</p>	<p>Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 10/11mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο και αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει κάνουλα, πλήρως διάφανη με σπείρωμα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό.</p>	

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

6	Τροcar τύπου διαστολής ατραυματικού με τυφλό άκρο (όχι κόπτουν), διαμέτρου 12mm με ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής που εισάγεται με οδηγό κάνουλα, ενσωματωμένο μετατροπέα και εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας που να επιτρέπει την αφαίρεση παρασκευάσματος.	Προσφέρουμε τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές διαμέτρου 5-12mm και μήκους 100mm τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με χαμηλό προφίλ και τέσσερις θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.	Το ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής που εισάγεται με οδηγό κάνουλα καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
7	Τροcar τύπου διαστολής ατραυματικού με τυφλό άκρο (όχι κόπτουν), διαμέτρου 15mm με ακτινωτά διατασσόμενο κανάλι εισαγωγής που εισάγεται με οδηγό κάνουλα, ενσωματωμένο μετατροπέα και εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας που να επιτρέπει την αφαίρεση παρασκευάσματος.		
8	Τροcar αμέσου οράσεως, με κοπτικό άκρο, πιστολοιδή λαβή και ενσωματωμένο (όχι προσαρμοζόμενο) αυτόματο μετατροπέα διαμέτρου 5-12mm με εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας. Το άνω τμήμα του trocar να αποσπάται ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί παρασκεύασμα από το τροκάρ χωρίς να υπάρχει απώλεια πνευμοπεριτοναίου. Να διαθέτει σύστημα ταχείας εκτόνωσης αερίου ενδοκοιλιακού περιεχομένου, κάθετα προς τη κατεύθυνση της κάνουλας.	Προσφέρουμε οπτικό τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 5-10/11mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με πιστολοιδή λαβή με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της. Το τροκάρ διαθέτει λόγγη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας. Επίσης διαθέτει κάνουλα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό.	Η αφαίρεση παρασκευάσματος να είναι προαιρετική.
9	Τροcar θωρακοσκοπικών επεμβάσεων άκαμπτου στυλεού, να έχουν αμβλύ ατραυματικό άκρο, με ενσωματωμένες σπείρες στην κάνουλα διαμέτρου 5,5mm		
10	Τροcar θωρακοσκοπικών επεμβάσεων άκαμπτου στυλεού, να έχουν αμβλύ ατραυματικό άκρο, με ενσωματωμένες σπείρες στην κάνουλα διαμέτρου 10,5mm		
11	Τροcar θωρακοσκοπικών επεμβάσεων άκαμπτου στυλεού, να έχουν αμβλύ ατραυματικό άκρο, με ενσωματωμένες σπείρες στην κάνουλα διαμέτρου 11,5mm		
12	Τροcar θωρακοσκοπικών επεμβάσεων εύκαμπτου στυλεού διαμέτρου 12mm		
13	Σύστημα Trocar 12mm τυφλού άκρου μιας χρήσης με τυφλό άκρο για λαπαροσκοπήσεις (τύπου Hasson) με ειδικό μπαλόνι και αιμοστατικό σπόγγο για ασφαλή σταθεροποίηση στο κοιλιακό τοίχωμα. Κατάλληλο και για εξωπεριτοναϊκή διόρθωση κήλης	Προσφέρουμε τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές διαμέτρου 5-12mm και μήκους 100mm τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με χαμηλό προφίλ και τέσσερις θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δηλαδή να διαθέτει η κάνουλα να διαθέτει ειδικό μπαλόνι και αιμοστατικό σπόγγο καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

14	Trocac 5mm διαφανή ή όχι κάνουλα σε όλο τους το μήκος	<p>Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 5mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της.</p> <p>Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο και αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας.</p> <p>Επίσης διαθέτει κάνουλα, πλήρως διάφανη, με σπείρωμα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό.</p>
15	Trocac 10-11mm διαφανή ή όχι κάνουλα σε όλο τους το μήκος	<p>Προσφέρουμε τροκάρ κοιλίας διαμέτρου 10/11mm και μήκους κάνουλας 100 mm, με ατραυματικό κάλυμμα προστασίας της λόγχης και μηχανισμό επαναφοράς της.</p> <p>Το τροκάρ διαθέτει λόγχη σε σχήμα νυστεριού, ενσωματωμένο και αποσπώμενο μετατροπέα, κάνουλα αερίων τριών θέσεων και διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας.</p> <p>Επίσης διαθέτει κάνουλα, πλήρως διάφανη με σπείρωμα με ενσωματωμένο με αντιολισθητικό μηχανισμό.</p>
16	Βελόνες πνευμοπεριτοναίου μήκους 100mm και 120mm	
α)	Μήκους 120mm	<p>Προσφέρουμε βελόνες Verres πνευμοπεριτοναίου 12cm, οι οποίες διαθέτουν οπτικό και ηχητικό δείκτη επιβεβαίωσης εισόδου στην περιτ/κή κοιλότητα καθώς και ξεχωριστό συνδετικό αερίων</p>
β)	Μήκους 150mm	<p>Προσφέρουμε βελόνες Verres πνευμοπεριτοναίου 15cm, οι οποίες διαθέτουν οπτικό και ηχητικό δείκτη επιβεβαίωσης εισόδου στην περιτ/κή κοιλότητα καθώς και ξεχωριστό συνδετικό αερίων</p>
17	Κυρτή ατραυματική λαβίδα αποκόλλησης (dissecteur) με λεπτά άκρα μήκους 30-35 cm, διαμέτρου 5 mm, με ευχερώς περιστρεφόμενο, μονωμένο ηλεκτρικά στυλεό, εφοδιασμένη με υποδοχή μονοπολική διαθερμίας, να μην λυγίζει εύκολα κατά την καταπόνηση	<p>Προσφέρουμε λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα (τύπου Maryland ) διαμέτρου 5mm και μήκους στυλεού 33cm με περιστρεφόμενο μονωμένο μαύρο στυλεό και σαφές χρωματικό της ροδέλας περιστροφής κατά 360 και υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας.</p>

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

18	Ενδοσκοπικό ντισεκτέρ 5mm, με μονοπολική διαθερμία, μιας χρήσης, μονωμένο μέχρι το άκρο του, με περιστρεφόμενο κατά 360 μοίρες στυλεό και αρθρούμενο κατά 80 μοίρες άκρο	Προσφέρουμε λαπαροσκοπικό ψαλίδι τύπου Metzenbaum κυρτό διαμέτρου 5mm με περιστρεφόμενο μονωμένο μαύρο στυλεό 33cm και σαφές χρωματικό της ροδέλας περιστροφής κατά 360 και υποδοχή διαθερμίας.	
19	Λαπαροσκοπική κυρτή λαβίδα αποκόλλησης, με αντάπτορα για μονοπολική διαθερμία, περιστρεφόμενο στυλεό κατά 360 μοίρες, ελεγχόμενη λαβή μήκους 44cm και διαμέτρου 5mm	Προσφέρουμε λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα (τύπου Maryland ) διαμέτρου 5mm και μήκους στυλεού 44cm με περιστρεφόμενο μονωμένο μαύρο στυλεό και σαφές χρωματικό της ροδέλας περιστροφής κατά 360 και υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας.	
20	Ενδοσκοπικό ψαλίδι κυρτό διαμέτρου 5 mm με ευχερώς περιστρεφόμενο, μονωμένο ηλεκτρικά στυλεό, εφοδιασμένη με υποδοχή μονοπολική διαθερμίας, με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος των σιαγώνων τους	Προσφέρουμε λαπαροσκοπικό ψαλίδι τύπου Metzenbaum κυρτό διαμέτρου 5mm με περιστρεφόμενο μονωμένο μαύρο στυλεό 33cm και σαφές χρωματικό της ροδέλας περιστροφής κατά 360 και υποδοχή διαθερμίας.	
21	Ενδοσκοπικό ψαλίδι 5mm μίνι με μονοπολική διαθερμία, μιας χρήσης, μονωμένο μέχρι το άκρο του, με περιστρεφόμενο κατά 360 μοίρες στυλεό και αρθρούμενο κατά 80 μοίρες άκρο		
22	Λαβίδα σύλληψης 5mm με μηχανισμό κλειδώματος, μιας χρήσης, μονωμένη μέχρι το άκρο της, με περιστρεφόμενο κατά 360 μοίρες στυλεό και αρθρούμενο κατά 80 μοίρες άκρο	Προσφέρουμε λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης θυριδωτές με ατραυματικές σιαγόνες, διαμέτρου 5mm με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στυλεό μήκους 33cm για την αποφυγή αντανάκλασεων κατά την διάρκεια λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων. Διαθέτουν υποδοχή για σύνδεση διαθερμίας	Η προδιαγραφή με στυλεό αρθρούμενο κατά 80 μοίρες να μπει σε ξεχωριστή κατηγορία.
23	Λαπαροσκοπική ευθεία λαβίδα σύλληψης με ratchet, με περιστρεφόμενο στυλεό κατά 360 μοίρες, ατραυματικές σιαγόνες, ελεγχόμενη λαβή μήκους 44cm και διαμέτρου 5mm.	Προσφέρουμε λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης θυριδωτές με ατραυματικές σιαγόνες, διαμέτρου 5mm με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στυλεό μήκους 44cm για την αποφυγή αντανάκλασεων κατά την διάρκεια λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων. Διαθέτουν υποδοχή για σύνδεση διαθερμίας	

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

24	Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10 mm, με δυο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ ) χωρίς την ανάγκη αρχικής φόρτισης, δυνατότητα μερικού κλεισίματος του κλιπ για την διεξαγωγή χολαγγειογραφίας, με μαύρες σιαγώνες για τη μέγιστη οπτική επαφή σε αιματηρό πεδίο, με 20 κλιπ τιτανίου μεσαίου/μεγάλου μεγέθους(μήκους τουλάχιστον 9mm όταν είναι κλειστό, μέγιστο διάκενο 4,5mm όταν είναι ανοικτό και σχήματος U).Να υπάρχει ένδειξη των clips που απομένουν.		
25	Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 5 mm, με δυο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ), μηχανισμό ο οποίος δίνει τη δυνατότητα φόρτωσης του κλιπ κι όταν υπάρχει ιστός ενδιάμεσα στις σιαγόνες, με φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων καταμέτρησης των εναπομείναντων κλιπ, με 18 κλιπ τιτανίου μεσαίου/μεγάλου μεγέθους με εγκάρσιες αυλακώσεις		
26	Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης μεγάλων οργάνων 10 mm, τύπου Babcock		
27	Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης μεγάλων οργάνων 10 mm, τύπου Babcock με πλήρως ατραυματικά σκέλη,μονωμένη μέχρι το άκρο της.		
28	Άγκιστρο απώθησης οργάνων 12 mm, πτυσσόμενο, επενδυμένο με αιμοστατικό κάλυμμα		
29	Λαβίδα σύλληψης πνεύμονα 12mm,μήκους 19cm,θυριδωτή με άκρα τύπου Dunal, μονωμένη μέχρι το άκρο της		
30	Άγκιστρο απώθησης οργάνων 10 mm, αρθρούμενο, με πέντε πτυσσόμενα σκέλη		
31	Ενδοσκοπικός σάκος σύλληψης παρασκευασμάτων από πολυουρεθάνη, με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίταρσης με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης που διασφαλίζει τη μη αποκόλληση του σάκου κατά την τοποθέτηση του παρασκευάσματος, χωρητικότητας 190cc με στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 10mm	Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με στειλεό διαμέτρου 10 mm,χωρητικότητας 250ml ο οποίος διαθέτει έλασμα στο στόμιο του για να ανοίγει εύκολα στην περιτ/κή κοιλότητα, με μηχανισμό δεσίματος του σάκου σαν καπνοσακούλα με ράμμα που κόβοντας το στειλεό τοποθέτησης χωρίζει ο σάκος από το στειλεό εισαγωγής του. (διαθέτει πλήρως μεταλλικά στεφάνια, ράμμα περίταρσης και ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ο σάκος δακτύλιο κοπής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία όπως επίσης και τα 190cc καταδεικνύουν συγκεκριμένη εταιρεία και θα πρέπει να συμπεριληφθεί η απόκλιση στα cc.
32	Ενδοσκοπικός σάκος σύλληψης παρασκευασμάτων από πολυουρεθάνη, με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμμα περίταρσης με δακτύλιο κοπής, πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης που διασφαλίζει τη μη αποκόλληση του σάκου κατά την τοποθέτηση του παρασκευάσματος, χωρητικότητας 1500cc με στυλεό εφαρμογής διαμέτρου 15mm	Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με στειλεό διαμέτρου 15mm,χωρητικότητας 1180ml ο οποίος διαθέτει έλασμα στο στόμιο του για να ανοίγει εύκολα στην περιτ/κή κοιλότητα, με μηχανισμό δεσίματος του σάκου σαν καπνοσακούλα με ράμμα που κόβοντας το στειλεό τοποθέτησης χωρίζει ο σάκος από το στειλεό εισαγωγής του. (διαθέτει πλήρως μεταλλικά στεφάνια, ράμμα περίταρσης και ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ο σάκος δακτύλιο κοπής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία όπως επίσης και τα 190cc καταδεικνύουν συγκεκριμένη εταιρεία και θα πρέπει να συμπεριληφθεί η απόκλιση στα cc.

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

33	Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων, στυλεό διαμέτρου 10-11mm, με δύο στάδια λειτουργίας, α) εισαγωγή και έκταση με δύο μεταλλικά ελάσματα για άνοιγμα του σάκου και ευκολία εισαγωγής του υλικού προς αφαίρεση και β) με ατραυματικό μηχανισμό κλεισίματος του σάκου με κορδόνι. Κατασκευή σάκου ισχυρό, ανθεκτικό υλικό για αποφυγή διαρροών , μέγιστη χωρητικότητα μέχρι 225ml και δυνατότητα επανατοποθέτησης του εφόσον χρειαστεί	Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με στειλεό διαμέτρου 10 mm,χωρητικότητας 250ml ο οποίος διαθέτει έλασμα στο στόμιο του για να ανοίγει εύκολα στην περιτ/κή κοιλότητα, με μηχανισμό δεσίματος του σάκου σαν καπνοσακούλα με ράμμα που κόβοντας το στειλεό τοποθέτησης χωρίζει ο σάκος από το στειλεό εισαγωγής του. (διαθέτει πλήρως μεταλλικά στεφάνια, ράμμα περίπαρσης και ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ο σάκος μέγιστη χωρητικότητα 225cc καταδεικνύουν συγκεκριμένη εταιρεία και θα πρέπει να συμπεριληφθεί η απόκλιση στα cc.
34	Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίωσης αγγείων με περιστρεφόμενο στειλεό 360ο, εφοδιασμένα με 20 clips τιτανίου μεσαίου / μεγάλου και μεγάλου μεγέθους, με διάμετρο στυλεού 10 mm, με ένα στάδιο φόρτισης-πυροδότησης και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του clip στις σιαγόνες του εργαλείου, με δυνατότητα εξαγωγής του εργαλείου από το τροκάρ με ή χωρίς κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου. Το μήκος του κλειστού κλιπ να είναι πάνω 8,5mm. Με χρωματική ένδειξη μετρητή των τελευταίων τριών κλιπ στην θυρίδα-παράθυρο της λαβίδας.		
35	Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίωσης αγγείων με περιστρεφόμενο στειλεό 360ο, εφοδιασμένα με 20 clips τιτανίου μεγάλου μεγέθους, με διάμετρο στυλεού 12 mm, με ένα στάδιο φόρτισης-πυροδότησης και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του clip στις σιαγόνες του εργαλείου, με δυνατότητα εξαγωγής του εργαλείου από το τροκάρ με ή χωρίς κλιπ στις σιαγόνες του εργαλείου. Το μήκος του κλειστού κλιπ να είναι πάνω 8,5mm. Με χρωματική ένδειξη μετρητή των τελευταίων τριών κλιπ στην θυρίδα-παράθυρο της λαβίδας.		
36	Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίωσης αγγείων με περιστρεφόμενο στειλεό, εφοδιασμένα με 15 clips τιτανίου σε μέγεθος μεσαίο/μεγάλο, με διάμετρο στειλεού 5mm, με δύο στάδια φόρτισης-πυροδότησης, ένδειξη των τριών τελευταίων κλιπ, μηχανισμός αποτροπής πυροδότησης όταν τελειώσουν τα κλιπ και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του clip στις σιαγόνες του εργαλείου. Το μήκος του κλειστού κλιπ να είναι πάνω 8,5mm		
37	Συσκευή πλύσης- αναρρόφησης ,με ευθεία λαβή, πλήρως προσυναρμολογημένη με ενσωματωμένη βαλβίδα τοποθέτησης ηλεκτροδίου laser μέγιστης διαμέτρου 2,4mm		
38	Σύστημα πλύσης-έκπλυσης-διαθερμίας αποτελούμενο από μία λαβή και έναν στειλεό, με πιστολοειδή λαβή, να φέρουν την δυνατότητα ενεργοποίησης της διαθερμίας από το χέρι, να είναι συμβατές με όλους τους τύπους συσκευών ηλεκτροδιαθερμίας και πλύσης αναρρόφησης και να διαθέτουν δεξί κομβίο αναρρόφησης σε πιστολοειδή μορφή λαβής για καλύτερη εργονομία. Οι στειλεοί να είναι περιστρεφόμενοι, να παρέχουν ευρεία γκάμα άκρων (άγκιστρο, 90 μοιρών, δεξιάς γωνίας, σπάτουλας, ακίδας, με υποδοχή για laser καθώς και απλής πλύσης- έκπλυσης και περισυλλογής λίθων), διαμέτρου 5 & 10mm και μήκους 34 & 29cm, να μπορούν να προσαρμόζονται πάνω στην ίδια λαβή στην ίδια επέμβαση και το άκρο τους να έχει την δυνατότητα να αποσύρεται πλήρως μέσα στο στειλεό για αποφυγή τραυματισμού ιστού ή οργάνου		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

39	Σύστημα πλύσης-έκπλυσης αναρρόφησης πλήρως προσυναρμολογημένο με σωλήνες.	Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σύστημα πλύσης-αναρρόφησης το οποίο διαθέτει στειλεό με διάμετρο 5 mm και μήκος στειλεού 33cm. Διαθέτει λαβή με δύο βαλβίδες τύπου τρομπέτας απαλής εφαρμογής. Επίσης λειτουργεί με σύστημα βαρύτητας και διατίθεται με προσυναρμολογημένου σωλήνες και προσυναρμολογημένο ρύγχος 5mm.	
40	Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου-εντέρου μίας χρήσεως, με ενσωματωμένο μη απορροφήσιμο ράμμα πολυεστέρα 2-0, 45mm, με κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β:		
41	Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου-εντέρου μίας χρήσεως, με ενσωματωμένο με μη απορροφήσιμο ράμμα νάυλον 2-0, 65mm, με κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β:		
42	Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως για ανοικτές επεμβάσεις με ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλιπς από έξω προς τα μέσα, με διάφορο μήκος στυλεού και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες μεγέθους Small		
43	Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως για ανοικτές επεμβάσεις με ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλιπς από έξω προς τα μέσα, με διάφορο μήκος στυλεού και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες μεγέθους Medium.		
44	Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως για ανοικτές επεμβάσεις με ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλιπς από έξω προς τα μέσα, με διάφορο μήκος στυλεού και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες μεγέθους Large.		
45	Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων για ανοικτές επεμβάσεις με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των κλιπ, εφοδιασμένες με έγχρωμα διακριτά κλίπς τιτανίου μεγέθους SMALL		
46	Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων για ανοικτές επεμβάσεις με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των κλιπ, εφοδιασμένες με έγχρωμα διακριτά κλίπς τιτανίου μεγέθους Medium		
47	Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων για ανοικτές επεμβάσεις με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των κλιπ, εφοδιασμένες με έγχρωμα διακριτά κλίπς τιτανίου μεγέθους Large		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490



48	<p>Σετ ενδοσκοπικής χειρουργικής μιας χρήσης. Το σετ να περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 trocar Hasson διαμέτρου 5/12mm, ατραυματικό, διαφανές, με ενσωματωμένο σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την είσοδο-έξοδο της κάμερας, με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με χαμηλό προφίλ, και τέσσερις θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.</li> <li>- 1 σετ trocar 5mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες.</li> <li>- 1 σετ trocar 5-11 mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες. Τα trocar να έχουν λόγχη σχήματος νυστεριού, να είναι διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό σπλισμού και επαναφοράς της, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με χαμηλό προφίλ.</li> <li>- 1 αυτόματη λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο πυροδότησης μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των κλίπ στις σιαγόνες.</li> <li>- 2 λαβίδες σύλληψης με μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος δύο φάσεων.</li> <li>- 1 λαβίδα αποκόλλησης</li> <li>- 1 ψαλίδι με κυρτά άκρα και την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο του το μήκος</li> </ul>		
49	<p>Σετ προηγμένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής αποτελούμενο από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ένα ατραυματικό τροκάρ τύπου Hasson 5 -12 mm με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα ανεξαρτήτως διαμέτρου, που να επιτρέπει την αφαίρεση του παρασκευάσματος χωρίς την αφαίρεση του μετατροπέα , με κωνικό σταθεροποιητή, διαφανή κάνουλα και βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. Το τροκάρ θα πρέπει επίσης να έχει ενσωματωμένο μετατροπέα.</li> <li>- Ένα τροκάρ και μία κάνουλα 5/11mm με λόγχη σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης κοπής και ασπίδα προστασίας της λόγχης, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και αφαιρούμενο μετατροπέα. Ο μετατροπέας του τροκάρ να αποσπάται ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί παρασκεύασμα από το τροκάρ χωρίς να υπάρχει απώλεια πνευμοπεριτοναίου. Ο στελεός θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί αμφίπλευρα στην κάνουλα.</li> <li>- Ένα τροκάρ και μία κάνουλα 5mm με λόγχη σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης κοπής και ασπίδα προστασίας της λόγχης, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή. Ο μετατροπέας του τροκάρ να αποσπάται ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί παρασκεύασμα από το τροκάρ χωρίς να υπάρχει απώλεια πνευμοπεριτοναίου</li> <li>- Ένα εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10 mm, με δυο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλίπ ) χωρίς την ανάγκη αρχικής φόρτισης, δυνατότητα μερικού κλεισίματος του κλίπ για την διεξαγωγή χολαγγειογραφίας, με μαύρες σιαγόνες για τη μέγιστη οπτική επαφή σε αιματηρό πεδίο, με 20 κλίπ τιτανίου μεσαίου/μεγάλου μεγέθους (μήκους τουλάχιστον 9mm όταν είναι κλειστό, μέγιστο διάκενο 4,5mm όταν είναι ανοικτό και σχήματος U). Να υπάρχει ένδειξη των clips που απομένουν.</li> <li>- Ένα κυρτό ψαλίδι διαμέτρου 5mm υψηλής, κοπτικής ικανότητας, πλήρως μονωμένο μέχρι το άκρο, με δυνατότητα σύνδεσης με καλώδιο μονοπολικής διαθερμίας.</li> <li>- Δυο ατραυματικές λαβίδες σύλληψης μονωμένες διαμέτρου 5mm, πλήρως μονωμένες μέχρι το άκρο τους, με σύστημα κλειδώματος εκ των οποίων η μία ισχυρή και η δεύτερη ατραυματική.</li> <li>- Ένα διαχωριστή ιστών διαμέτρου 5mm, με κυρτά άκρα, πλήρως μονωμένο μέχρι το άκρο, με δυνατότητα κάμψης του άκρου του και σύνδεσης με καλώδιο μονοπολικής διαθερμίας.</li> </ul>		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

50	<p>Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής αποτελούμενο από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 τροκάρ Hasson</li> <li>- Ένα τροκάρ και μία κάνουλα 5/11mm</li> <li>- Ένα τροκάρ και μία κάνουλα 5mm</li> <li>- Ένα κυρτό ψαλίδι διαμέτρου 5mm υψηλής, κοπτικής ικανότητας, πλήρως μονωμένο μέχρι το άκρο, με δυνατότητα σύνδεσης με καλώδιο μονοπολικής διαθερμίας.</li> <li>- Δυο ατραυματικές λαβίδες σύλληψης μονωμένες διαμέτρου 5mm, πλήρως μονωμένες μέχρι το άκρο τους, με σύστημα κλειδώματος εκ των οποίων η μία ισχυρή και η δεύτερη ατραυματική.</li> <li>- Ένα διαχωριστή ιστών διαμέτρου 5mm, με κυρτά άκρα, πλήρως μονωμένο μέχρι το άκρο, με δυνατότητα σύνδεσης με καλώδιο μονοπολικής διαθερμίας.</li> <li>- Ένα εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10 mm</li> <li>- Ένα ενδοσκοπικό σάκο συλλήψεως παρασκευασμάτων</li> <li>- Μία συσκευή πλύσης- αναρρόφησης</li> </ul>		
51	<p>Εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών επαναφορτιζόμενα με κλιπ τιτανίου με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ με μία σκανδάλη σύγκλισης-πυροδότησης.</p>		
A	<p>Μήκους 30mm</p>		
A1	<p>Για κανονικούς ιστούς</p>	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 30mm για λεπτούς-κανονικούς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα , με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση ,μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι , διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

A2	Για παχείς ιστούς	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 30mm για παχείς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα , με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση ,μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι , διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
B1	<p>Μήκους 45mm</p> <p>Για κανονικούς ιστούς</p>	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 45mm για λεπτούς-κανονικούς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα , με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση ,μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι , διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία</p>

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

B2	Για παχείς ιστούς	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 45mm για παχείς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα , με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση ,μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι , διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία</p>
Γ1	<p>Μήκους 60mm Για κανονικούς ιστούς</p>	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 60mm για λεπτούς-κανονικούς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα , με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση ,μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι , διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

Γ2	Για παχείς ιστούς	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 60mm για παχείς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα , με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση ,μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι , διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
Δ1	<p>Μήκους 90mm Για κανονικούς ιστούς</p>	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 90mm για λεπτούς-κανονικούς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα , με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση ,μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι , διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

Δ2	Για παχείς ιστούς	Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 90mm για παχείς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση, μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
52	Ανταλλακτικές κεφαλές με αγκτήρες από τιτάνιο για χρήση με τα εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής, μήκους 30mm για παχείς ιστούς	Προσφέρονται ανταλλακτικές κασέτες με αγκτήρες τιτανίου για τα ανωτέρω ευθύγραμμα συρραπτικά 30mm για παχύ ιστό. Διαθέτουν ανάγλυφη επιφάνεια αμφίπλευρα για εύκολη φόρτωση και απομάκρυνση από το εργαλείο. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
53	Εξωλκείς αγκτήρων δέρματος		
54	Εργαλεία συρραφής δέρματος με clip τιτανίου	Προσφέρουμε συρραπτικά δέρματος μιας χρήσεως περιέχοντα 35 αγκτήρες κανονικού μεγέθους. Διαθέτουν αρίθμηση για εύκολη αναγνώριση του αριθμού αγκτήρων που απομένουν. Διαθέτουν σήμανση για ακριβή τοποθέτηση των αγκτήρων.	
55	Συρραπτικό ενδοδερμικής συρραφής του με ενσωματωμένα 30 απορροφήσιμα κλιπ (άγκυρες) από πολυμερές υλικό φιλικό στον ανθρώπινο ιστό ικανά να κλείσουν τομές μήκους έως και 27cm. Τα κλιπ να απορροφώνται σταδιακά σε διάστημα 3-4 μηνών. Να μειώνει τον χειρουργικό χρόνο, να μην προκαλεί ερεθισμούς, να είναι απόλυτα ασφαλές με ένδειξη και σε σηπτικά περιστατικά.		
56	Εργαλεία συρραφής δέρματος με ελαστική ταινία		
57	Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία με δύο σκανδάλες σύγκλισης και πυροδότησης με κλιπ από κράμα τιτανίου. Να φέρει μέγιστο ύψος ποδός ανοιχτού κλιπ και δυνατότητα εύρους κλεισίματος 1-2,5mm.		
A	Μήκους 30mm		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

A1	Για κανονικούς ιστούς	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 30mm για λεπτούς-κανονικούς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση, μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει δύο σκάνδαλες σύγκλισης και πυροδότησης καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
A2	Για παχείς ιστούς	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 30mm για παχείς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση, μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει δύο σκάνδαλες σύγκλισης και πυροδότησης καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
B	Μήκους 60mm		

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

B1	Για κανονικούς ιστούς	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 60mm για λεπτούς-κανονικούς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση, μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει δύο σκάνδαλες σύγκλισης και πυροδότησης καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
B2	Για παχείς ιστούς	<p>Προσφέρονται εργαλεία ευθείας συρραφής 60mm για παχείς ιστούς μιας χρήσης, αυτόματα και επαναφορτιζόμενα με αγκτήρες τιτανίου. Διαθέτουν άκμονα χαμηλού και λεπτού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση και ορατότητα, με οδηγό για την ακριβή κοπή του ιστού μετά την πυροδότηση. Φέρουν πύρο ασφαλείας για την παγίδευση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου και την ακριβή πυροδότηση ο οποίος μπορεί να κατέβει χειροκίνητα ή αυτόματα. Φέρουν μια σκανδάλη σύγκλισης και πυροδότησης του εργαλείου. Μετά την πυροδότηση, μηχανισμός ασφαλείας αποτρέπει την πυροδότηση καθώς και την επαναπυροδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ένα χέρι, διαθέτουν λαβή διπλής δράσης κλεισίματος /πυροδότησης καθώς και παράθυρο οπτικής επιβεβαίωσης των σταδίων χρήσης με τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου. Σε κάθε εργαλείο υπάρχει προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει δύο σκάνδαλες σύγκλισης και πυροδότησης καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
58	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία		
α)	Μήκους 30mm για παχείς ιστούς	<p>Προσφέρονται ανταλλακτικές κασέτες με αγκτήρες τιτανίου για τα ανωτέρω ευθύγραμμα συρραπτικά 30mm για παχύ ιστό. Διαθέτουν ανάγλυφη επιφάνεια αμφίπλευρα για εύκολη φόρτωση και απομάκρυνση από το εργαλείο. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει δύο σκάνδαλες σύγκλισης και πυροδότησης καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490



β)	Μήκους 60mm για κανονικούς ιστούς	Προσφέρονται ανταλλακτικές κασέτες με αγκήρες τιτανίου για τα ανωτέρω ευθύγραμμα συρραπτικά 60mm για λεπτό-κανονικό ιστό. Διαθέτουν ανάγλυφη επιφάνεια αμφίπλευρα για εύκολη φόρτωση και απομάκρυνση από το εργαλείο. Εφαρμόζουν διπλή σειρά κλιπ τιτανίου.	Η προδιαγραφή να διαθέτει δύο σκάνδαλες σύγκλισης και πυροδότησης καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
59	Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία, μήκους συρραφής 55mm, αρθρούμενα και περιστρεφόμενα με σταθερό στυλεό και κλείδωμα κεφαλής, με κλιπς από τιτάνιο.		
α)	Για κανονικούς ιστούς		
β)	Για παχείς ιστούς		
60	Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα, 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση από ανοξείδωτο χάλυβα 440, με ισχυρούς αγκήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης.		
α)	Για κανονικούς ιστούς	Προσφέρουμε εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής- αναστόμωσης ιστών 60mm για λεπτό-κανονικό ιστό, με κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας ,με αγκήρες από τιτάνιο ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Οι σιαγόνες του εργαλείου μπορούν να ανοίξουν παράλληλα ή σαν "ψαλίδι". Διαθέτουν λεβιέ για αμφίπλευρη πυροδότηση και κομβίο γρήγορου ανοίγματος του εργαλείου. Διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή επαναπυροδότησης και φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα. Φέρουν σήμανση CE.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
β)	Για παχείς ιστούς	Προσφέρουμε εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής- αναστόμωσης ιστών 60mm για παχύ ιστό, με κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας ,με αγκήρες από τιτάνιο ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Οι σιαγόνες του εργαλείου μπορούν να ανοίξουν παράλληλα ή σαν "ψαλίδι". Διαθέτουν λεβιέ για αμφίπλευρη πυροδότηση και κομβίο γρήγορου ανοίγματος του εργαλείου. Διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή επαναπυροδότησης και φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα. Φέρουν σήμανση CE.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
61	Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα, 80mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση από ανοξείδωτο χάλυβα 440, με ισχυρούς αγκήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης.	ΡΟΝΤΙΣ HELLAS A.E.B.E.	

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748  
ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

α)	Για κανονικούς ιστούς	Προσφέρουμε εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής- αναστόμωσης ιστών 80mm για λεπτό-κανονικό ιστό, με κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας ,με αγκήρες από τιτάνιο ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Οι σιαγόνες του εργαλείου μπορούν να ανοίξουν παράλληλα ή σαν "ψαλίδι". Διαθέτουν λεβιέ για αμφίπλευρη πυροδότηση και κομβίο γρήγορου ανοίγματος του εργαλείου. Διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή επαναπυροδότησης και φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα. Φέρουν σήμανση CE.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
β)	Για παχείς ιστούς	Προσφέρουμε εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής- αναστόμωσης ιστών 80mm για παχύ ιστό, με κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας ,με αγκήρες από τιτάνιο ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Οι σιαγόνες του εργαλείου μπορούν να ανοίξουν παράλληλα ή σαν "ψαλίδι". Διαθέτουν λεβιέ για αμφίπλευρη πυροδότηση και κομβίο γρήγορου ανοίγματος του εργαλείου. Διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή επαναπυροδότησης και φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα. Φέρουν σήμανση CE.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
62	Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα,100mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση από ανοξείδωτο χάλυβα 440, με ισχυρούς αγκήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης.		
α)	Για κανονικούς ιστούς		
β)	Για παχείς ιστούς		
63	Ανταλλακτική κεφαλή για εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης, με ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής		
A	Μήκους 60mm		
A1	Για κανονικούς ιστούς	Προσφέρουμε ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες ως εξής: 60 mm για λεπτό-κανονικό ιστό(3,8 ύψος κλιπ). Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει νέα κοπτική λάμα και είναι "πλευστή" για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Οι κασέτες είναι συμβατές με τους κοπτοράπτες που θα κατακρωθούν.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

A2	Για παχείς ιστούς	Προσφέρουμε ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες ως εξής: 60 mm για παχύ ιστό(4,8 ύψος κλιπ). Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει νέα κοπτική λάμα και είναι "πλευστή" για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Οι κασέτες είναι συμβατές με τους κοπτοράπτες που θα κατακυρωθούν.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
B	Μήκους 80mm		
B1	Για κανονικούς ιστούς	Προσφέρουμε ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες ως εξής: 80 mm για λεπτό-κανονικό ιστό(3,8 ύψος κλιπ). Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει νέα κοπτική λάμα και είναι "πλευστή" για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Οι κασέτες είναι συμβατές με τους κοπτοράπτες που θα κατακυρωθούν.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
B2	Για παχείς ιστούς	Προσφέρουμε ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες ως εξής: 80 mm για παχύ ιστό (4,8 ύψος κλιπ). Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει νέα κοπτική λάμα και είναι "πλευστή" για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Οι κασέτες είναι συμβατές με τους κοπτοράπτες που θα κατακυρωθούν.	Η προδιαγραφή να διαθέτει ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.
Γ	Μήκους 100mm		
Γ1	Για κανονικούς ιστούς		
Γ2	Για παχείς ιστούς		
64	Εργαλεία ευθείας συρραφής- διατομής ιστών, μήκους 55mm, επαναφορτιζόμενα με κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου και μηχανισμό παράλληλης σύγκλισης των σιαγόνων, με ειδική ακίδα στο εμπρόσθιο τμήμα της κασέτας για την εξασφάλιση της παράλληλης σύγκλισης των σιαγόνων του εργαλείου.		
α)	Για κανονικούς ιστούς	Προσφέρουμε εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής- αναστόμωσης ιστών 60mm για λεπτό-κανονικό ιστό, με κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας ,με αγκτήρες από τιτάνιο ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Οι σιαγόνες του εργαλείου μπορούν να ανοίξουν παράλληλα ή σαν "ψαλίδι". Διαθέτουν λεβιέ για αμφίπλευρη πυροδότηση και κομβίο γρήγορου ανοίγματος του εργαλείου. Διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή επαναπυροδότησης και φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα. Φέρουν σήμανση CE.	Η προδιαγραφή η κοπτική λάμα να είναι στο στέλεχος του εργαλείου ενσωματωμένη καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +-5% στο μήκος συρραφής του εργαλείου.

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

β)	Για παχείς ιστούς	<p>Προσφέρουμε εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής- αναστόμωσης ιστών 60mm για παχύ ιστό, με κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας ,με αγκτήρες από τιτάνιο ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Οι σιαγόνες του εργαλείου μπορούν να ανοίξουν παράλληλα ή σαν "ψαλίδι". Διαθέτουν λεβιέ για αμφίπλευρη πυροδότηση και κομβίο γρήγορου ανοίγματος του εργαλείου. Διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή επαναπυροδότησης και φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα. Φέρουν σήμανση CE.</p>	<p>Η προδιαγραφή η κοπτική λάμα να είναι στο στέλεχος του εργαλείου ενσωματωμένη καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +5% στο μήκος συρραφής του εργαλείου.</p>
65	Εργαλεία ευθείας συρραφής- διατομής ιστών, μήκους 75mm, επαναφορτιζόμενα με κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου και μηχανισμό παράλληλης σύγκλισης των σιαγόνων, με ειδική ακίδα στο εμπρόσθιο τμήμα της κασέτας για την εξασφάλιση της παράλληλης σύγκλισης των σιαγόνων του εργαλείου.		
α)	Για κανονικούς ιστούς	<p>Προσφέρουμε εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής- αναστόμωσης ιστών 80mm για λεπτό-κανονικό ιστό, με κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας ,με αγκτήρες από τιτάνιο ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Οι σιαγόνες του εργαλείου μπορούν να ανοίξουν παράλληλα ή σαν "ψαλίδι". Διαθέτουν λεβιέ για αμφίπλευρη πυροδότηση και κομβίο γρήγορου ανοίγματος του εργαλείου. Διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή επαναπυροδότησης και φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα. Φέρουν σήμανση CE.</p>	<p>Η προδιαγραφή η κοπτική λάμα να είναι στο στέλεχος του εργαλείου ενσωματωμένη καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +5% στο μήκος συρραφής του εργαλείου.</p>
β)	Για παχείς ιστούς	<p>Προσφέρουμε εργαλεία ευθείας συρραφής –διατομής- αναστόμωσης ιστών 80mm για παχύ ιστό, με κοπτική λάμα, επαναφορτιζόμενα, με μηχανισμό ασφαλείας ,με αγκτήρες από τιτάνιο ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και κατευθυνόμενη σύγκλιση ανάλογα με το πάχος του ιστού. Οι σιαγόνες του εργαλείου μπορούν να ανοίξουν παράλληλα ή σαν "ψαλίδι". Διαθέτουν λεβιέ για αμφίπλευρη πυροδότηση και κομβίο γρήγορου ανοίγματος του εργαλείου. Διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας για αποφυγή πυροδότησης ή επαναπυροδότησης και φέρουν προφορτωμένη και μία αντίστοιχη κασέτα. Φέρουν σήμανση CE.</p>	<p>Η προδιαγραφή η κοπτική λάμα να είναι στο στέλεχος του εργαλείου ενσωματωμένη καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +5% στο μήκος συρραφής του εργαλείου.</p>

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

66	Εργαλεία ευθείας συρραφής- διατομής ιστών, μήκους 100mm, επαναφορτιζόμενα με κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου και μηχανισμό παράλληλης σύγκλισης των σιαγόνων, με ειδική ακίδα στο εμπρόσθιο τμήμα της κασέτας για την εξασφάλιση της παράλληλης σύγκλισης των σιαγόνων του εργαλείου.		
	α) Για κανονικούς ιστούς		
	β) Για παχείς ιστούς		
67	Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες με κλιπ από κράμα τιτανίου, χωρίς κοπτική λάμα, που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση των ανωτέρω εργαλείων στην ίδια επέμβαση.		
A	Μήκους 55mm		
A1	Για κανονικούς ιστούς	Προσφέρουμε ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες ως εξής: 60 mm για λεπτό-κανονικό ιστό(3,8 ύψος κλιπ). Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει νέα κοπτική λάμα και είναι "πλευστή" για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Οι κασέτες είναι συμβατές με τους κοπτοράπτες που θα κατακυρωθούν.	Η προδιαγραφή η κοπτική λάμα να είναι στο στέλεχος του εργαλείου ενσωματωμένη καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +5% στο μήκος συρραφής του εργαλείου.
A2	Για παχείς ιστούς	Προσφέρουμε ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες ως εξής: 60 mm για παχύ ιστό(4,8 ύψος κλιπ). Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει νέα κοπτική λάμα και είναι "πλευστή" για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Οι κασέτες είναι συμβατές με τους κοπτοράπτες που θα κατακυρωθούν.	Η προδιαγραφή η κοπτική λάμα να είναι στο στέλεχος του εργαλείου ενσωματωμένη καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +5% στο μήκος συρραφής του εργαλείου.
B	Μήκους 75mm		
B1	Για κανονικούς ιστούς	Προσφέρουμε ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες ως εξής: 80 mm για λεπτό-κανονικό ιστό(3,8 ύψος κλιπ). Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει νέα κοπτική λάμα και είναι "πλευστή" για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Οι κασέτες είναι συμβατές με τους κοπτοράπτες που θα κατακυρωθούν.	Η προδιαγραφή η κοπτική λάμα να είναι στο στέλεχος του εργαλείου ενσωματωμένη καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +5% στο μήκος συρραφής του εργαλείου.
B2	Για παχείς ιστούς	Προσφέρουμε ανταλλακτικές κασέτες για τους ανωτέρω κοπτοράπτες ως εξής: 80 mm για παχύ ιστό(4,8 ύψος κλιπ). Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει νέα κοπτική λάμα και είναι "πλευστή" για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Οι κασέτες είναι συμβατές με τους κοπτοράπτες που θα κατακυρωθούν.	Η προδιαγραφή η κοπτική λάμα να είναι στο στέλεχος του εργαλείου ενσωματωμένη καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +5% στο μήκος συρραφής του εργαλείου.
Γ	Μήκους 100mm		
	Γ1 Για κανονικούς ιστούς		
	Γ2 Για παχείς ιστούς		
68	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο διατομής / αναστόμωσης παχέων ιστών κυρτής κεφαλής, με 40 mm γραμμή συρραφής, με κλιπ από κράμα τιτανίου .		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

69	Ηλεκτροκίνητος αρθρωτός επαναφορτιζόμενος ευθύγραμμος κοπτοράπτης μεγέθους 45mm, με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 420 στο στέλεχος του εργαλείου με δύο χειρολαβές, με πλήρως περιστρεφόμενο σπειροειδή διαμέτρου 12mm. Να δέχεται κασέτες με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής με κλιπς από κράμα τιτανίου για έξι διαφορετικούς τύπους ιστών από 0,75 έως 2,3 mm. Με μηχανισμό άρθρωσης του σπειροειδούς για γωνίωση του εργαλείου μέχρι 45 μοίρες. Να διέρχονται από τροκάρ διαμέτρου 12mm. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης που πιθανόν να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς.		
70	Ηλεκτροκίνητος αρθρωτός επαναφορτιζόμενος ευθύγραμμος κοπτοράπτης μεγέθους 60mm, με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 420 στο στέλεχος του εργαλείου με δύο χειρολαβές, με πλήρως περιστρεφόμενο σπειροειδή διαμέτρου 12mm. Να δέχεται κασέτες με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής με κλιπς από κράμα τιτανίου για έξι διαφορετικούς τύπους ιστών από 0,75 έως 2,3 mm. Με μηχανισμό άρθρωσης του σπειροειδούς για γωνίωση του εργαλείου μέχρι 45 μοίρες. Να διέρχονται από τροκάρ διαμέτρου 12mm. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης που πιθανόν να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς.		
71	Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμαγια τον ενδοσκοπικό ηλεκτροκίνητο εύκαμπτο κοπτοράπτη.		
A	Μήκους 45mm		
A1	Για αγγειακούς ιστούς		
A2	Για λεπτούς ιστούς		
A3	Για ενδιάμεσους ιστούς		
A4	Για παχείς ιστούς		
B	Μήκους 60mm		
B1	Για αγγειακούς ιστούς		
B2	Για λεπτούς ιστούς		
B3	Για ενδιάμεσους ιστούς		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

B4	Για παχείς ιστούς		
72	Αποστειρωμένο κάλυμμα μίας χρήσης για το ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με 360° περιστροφής. Να μπορεί να δεχθεί κυρτές και αρθρούμενες κεφαλές, με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με ενσωματωμένο ενισχυτικό της γραμμής συρραφής σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm. Να μπορεί να δεχθεί κεφαλές με νέα κοπτική λάμα και με λάμα στο στέλεχος του εργαλείου.		
73	Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με τουλάχιστον 10 θέσεις άρθρωσης, με δυνατότητα ανοίγματος- κλεισίματος των σιαγώνων απο τη σκανδάλη, το οποίο μπορεί να δεχθεί κεφαλές καμπύλης σχεδίασης, κεφαλές με κεκαμένο άκρο και οδηγό καθετήρα, ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές, κεφαλές με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής καθώς και κεφαλές με ενσωματωμένο ενισχυτικό συρραφής, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με λάμα στο στέλεχος του εργαλείου και με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση. Να διαθέτει αντιολισθητική		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

α)	Μήκους 6cm	<p>αναστομωσης ιστών με μήκος στελέχους 60mm για ανώτερες επεμβάσεις. Διαθέτει μια εργονομική σκανδάλη πυροδότησης καθώς και μοχλό απελευθέρωσης του ιστού και ανοίγματος των σιαγώνων , στο πίσω τμήμα του εργαλείου. Στο πάνω μέρος του εργαλείου φέρει μοχλό για την άρθρωση της ανταλλακτικής κασέτας , καθώς και κομβίο "ασφάλεια" για την αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος της ανταλλακτικής κασέτας καθώς και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης , της ήδη χρησιμοποιημένης. Φέρει σήμανση για την ευθυγράμμιση της ανταλλακτικής κασέτας και κομβίο για την απομάκρυνση της από το στέλεχος. Η λαβή του εργαλείου διαθέτει ένδειξη για το στάδιο πυροδότησης, μήκος συρραφής και διατομής του ιστού. Φέρει δακτύλιο περιστροφής της ανταλλακτικής κασέτας έως και 360 μοίρες. Το εργαλείο έχει την δυνατότητα πυροδότησης έως και 25 φορές. Μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές σε μήκη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm και έχει μηχανισμό άρθρωσης μέχρι και 45 μοίρες. Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 60mm για ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με ακτήρες τιτανίου για παχείς ιστούς. Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν ενσωματωμένη , νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ο άκμονας τους είναι λεπτός και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις, έως 45μοίρες και προς τις δύο πλευρές.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει δέκα θέσεις άρθρωσης καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
----	------------	--	---

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490



β)	Μήκους 16cm	<p>Προσφέρουμε εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης ιστών με μήκος στειλεού 160mm για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Διαθέτει μια εργονομική σκανδάλη πυροδότησης καθώς και μοχλό απελευθέρωσης του ιστού και ανοίγματος των σιαγώνων , στο πίσω τμήμα του εργαλείου. Στο πάνω μέρος του εργαλείου φέρει μοχλό για την άρθρωση της ανταλλακτικής κασέτας , καθώς και κομβίο "ασφάλεια" για την αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος της ανταλλακτικής κασέτας καθώς και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης , της ήδη χρησιμοποιημένης. Φέρει σήμανση για την ευθυγράμμιση της ανταλλακτικής κασέτας και κομβίο για την απομάκρυνση της από το στέλεχος. Η λαβή του εργαλείου διαθέτει ένδειξη για το στάδιο πυροδότησης, μήκος συρραφής και διατομής του ιστού. Φέρει δακτύλιο περιστροφής της ανταλλακτικής κασέτας έως και 360 μοίρες. Το εργαλείο έχει την δυνατότητα πυροδότησης έως και 25 φορές. Μπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούμενες κεφαλές σε μήκη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm και έχει μηχανισμό άρθρωσης μέχρι και 45 μοίρες.</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει δέκα θέσεις άρθρωσης καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
74	<p>Αποστειρωμένη αρθρούμενη μονάδα φόρτωσης ανταλλακτικών κεφαλών 45mm κλιμακωτής σχεδίασης για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα απο ενισχυμένο ανοξείδωτο ατσάλι συμβατή με τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης του A/A 73</p>	<p>Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 45mm για ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με αγκιτρες τιτανίου για λεπτούς-αγγειακούς, λεπτούς-κανονικούς, μεσαίους, παχείς &amp; πολύ παχείς ιστούς. Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ο άκμονας τους είναι λεπτός και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις, έως 45μοίρες και προς τις δύο πλευρές</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει κλιμακωτή σχεδίαση καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
75	<p>Ανταλλακτική κεφαλή για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, αρθρούμενη, συμβατή με την αρθρούμενη μονάδα φόρτισης, κλιμακωτή σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκμονα,ασφάλεια επαναπυροδότησης σε μεγέθη συρραφής 45mm και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής, για διάφορα πάχη ιστών.Να διαθέτει ένδειξη του ενδεικνυόμενου πάχους ιστού προς διατομή καθώς και ένδειξη του τέλους της γραμμής συρραφής - διατομής.</p>		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

α)	για αγγειακό - λεπτό ιστό	<p>Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 45mm για ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με αγκτήρες τιτανίου για λεπτούς-αγγειακούς ιστούς. Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ο άκμονας τους είναι λεπτός και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις, έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει κλιμακωτή σχεδίαση και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις γραμμές συρραφής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
β)	για κανονικό - παχύ ιστό	<p>Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 45mm για ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με αγκτήρες τιτανίου για λεπτούς-κανονικούς και παχείς ιστούς αντίστοιχα .Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ο άκμονας τους είναι λεπτός και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις, έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει κλιμακωτή σχεδίαση και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις γραμμές συρραφής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία.</p>
76	<p>Αποστειρωμένη αρθρούμενη μονάδα φόρτωσης ανταλλακτικών κεφαλών 60mm κλιμακωτής σχεδίασης για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα απο ενισχυμένο ανοξείδωτο ατσάλι συμβατή με τα ενδοσκοπικά εργαλεία ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης του A/A 73</p>	<p>Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 45mm για ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με αγκτήρες τιτανίου για λεπτούς-κανονικούς και παχείς ιστούς αντίστοιχα .Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν ενσωματωμένη ,νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ο άκμονας τους είναι λεπτός και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις, έως45μοίρες και προς τις δύο πλευρές</p>	

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

77	Ανταλλακτική κεφαλή για ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, αρθρούμενη, συμβατή με την αρθρούμενη μονάδα φόρτισης, κλιμακωτή σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκμονα, ασφάλεια επαναπυροδότησης σε μεγέθη συρραφής 60mm και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής, για διάφορα πάχη ιστών. Να διαθέτει ένδειξη του ενδεικνυόμενου πάχους ιστού προς διατομή καθώς και ένδειξη του τέλους της γραμμής συρραφής - διατομής.		
α)	για αγγειακό - λεπτό ιστό	Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 60mm για ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με αγκτήρες τιτανίου για λεπτούς-αγγειακούς ιστούς. Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν ενσωματωμένη, νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ο άκμονας τους είναι λεπτός και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις, έως 45 μοίρες και προς τις δύο πλευρές	Η προδιαγραφή να διαθέτει κλιμακωτή σχεδίαση και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις γραμμές συρραφής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία
β)	για κανονικό - παχύ ιστό	Προσφέρουμε ευθείες και αρθρούμενες ανταλλακτικές κασέτες μήκους 60mm για ενδοσκοπικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης με αγκτήρες τιτανίου για λεπτούς-κανονικούς και παχείς ιστούς αντίστοιχα. Εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της κοπτικής λάμας. Διαθέτουν ενσωματωμένη, νέα κοπτική λάμα σε κάθε πυροδότηση. Κάθε ανταλλακτική κασέτα διαθέτει σήμανση στο πλάι αναφορικά με το στάδιο πυροδότησης συρραφής αλλά και για τα όρια κοπής του ιστού. Έχουν δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ο άκμονας τους είναι λεπτός και ισχυρός για ευκολότερη τοποθέτηση. Διαθέτουν μηχανισμό σύγκλεισης σιαγώνων. Μπορούν να αρθρωθούν σε .....θέσεις, έως 45 μοίρες και προς τις δύο πλευρές	Η προδιαγραφή να διαθέτει κλιμακωτή σχεδίαση και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις γραμμές συρραφής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία
78	Κυκλικοί αναστομωτήρες, κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής, με κοπτική λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα 440, με ανακλινόμενη κεφαλή, μία χειρολαβή, για ανοιχτές (22cm) και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις (35cm) διαμέτρου:		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

α)	25mm με τουλάχιστον 22 κλιπ	<p>Προσφέρουμε κυκλικούς κυρτούς αναστομωτήρες 24mm &amp; 26mm μίας χρήσης με 18 &amp; 20 κλιπ τιτανίου αντίστοιχα μεγέθους 4.8mm περίπου για παχείς ιστούς με μήκος στειλεού 18,5cm για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω-κάτω κοιλίας με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με παράθυρο ελέγχου για το ύψος κλεισίματος του κλιπ, ασφάλεια προπυροδότησης και μηχανισμό ηχητικού ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης. Διαθέτουν αποσπώμενη και ανακλινόμενη κεφαλή χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Η λάμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS302 με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Η κεφαλή φέρει οπές εκτόνωσης πίεσης καθώς και αύλακα περιίδεσης της περίπαρσης. Φέρουν μια λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει κλιπ ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση στο μήκος για ανοιχτές επεμβάσεις όπως και η απόκλιση +-10% στην διάμετρο του κυκλικού αναστομωτήρα.</p>
β)	28mm με τουλάχιστον 26 κλιπ	<p>Προσφέρουμε κυκλικούς κυρτούς αναστομωτήρες 29mm μίας χρήσης με 24 κλιπ τιτανίου μεγέθους 4.8mm περίπου για παχείς ιστούς με μήκος στειλεού 18,5cm για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω-κάτω κοιλίας με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με παράθυρο ελέγχου για το ύψος κλεισίματος του κλιπ, ασφάλεια προπυροδότησης και μηχανισμό ηχητικού ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης. Διαθέτουν αποσπώμενη και ανακλινόμενη κεφαλή χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Η λάμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS302 με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Η κεφαλή φέρει οπές εκτόνωσης πίεσης καθώς και αύλακα περιίδεσης της περίπαρσης. Φέρουν μια λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει κλιπ ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση στο μήκος για ανοιχτές επεμβάσεις όπως και η απόκλιση +-10% στην διάμετρο του κυκλικού αναστομωτήρα.</p>

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

γ)	31mm με τουλάχιστον 30 κλιπ	<p>Προσφέρουμε κυκλικούς κυρτούς αναστομωτήρες 32mm μίας χρήσης με 30 κλιπ από κράμμα τιτανίου μεγέθους 5,0mm για παχείς ιστούς με μήκος στειλεού 18,5cm για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω-κάτω κοιλίας με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με παράθυρο ελέγχου για το ύψος κλεισίματος του κλιπ, ασφάλεια προπυροδότησης και μηχανισμό ηχητικού ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης. Διαθέτουν αποσπώμενη και ανακλινόμενη κεφαλή χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Η λάμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS302 με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Η κεφαλή φέρει οπές εκτόνωσης πίεσης καθώς και αύλακα περίδεσης της περίταρσης. Φέρουν μια λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος</p>	<p>Η προδιαγραφή να διαθέτει κλιπ ορθογώνιας διατομής καταδεικνύει συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση στο μήκος για ανοιχτές επεμβάσεις όπως και η απόκλιση +-10% στην διάμετρο του κυκλικού αναστομωτήρα.</p>
δ)	33mm με τουλάχιστον 32 κλιπ		
79	<p>Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες με δυνατότητα δημιουργίας του μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης, με κλιπ από κράμα τιτανίου. Να φέρει μέγιστο ύψος ποδός ανοιχτού κλιπ και δυνατότητα σύγκλισης κλιπ από 1-2,5mm διαμέτρου:</p>		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

α)	25mm	<p>Προσφέρουμε κυκλικούς κυρτούς αναστομωτήρες 24mm &amp; 26mm μίας χρήσης με κλιπ τιτανίου μεγέθους 5,0mm περίπου για παχείς ιστούς με μήκος στειλεού 18,5cm για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω-κάτω κοιλίας με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με παράθυρο ελέγχου για το ύψος κλεισίματος του κλιπ, ασφάλεια προπυροδότησης και μηχανισμό ηχητικού ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης. Η λάμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS302 με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Διαθέτουν αποσπώμενη κεφαλή χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Η κεφαλή φέρει αύλακα περίδεσης της περίπαρσης. Φέρουν μια λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος. Έχουν δυνατότητα σύγκλισης κλιπ από 1,5-2mm.</p>	<p>Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +- 10% στην διάμετρο του κυκλικού αναστομωτήρα.</p>
β)	29mm	<p>Προσφέρουμε κυκλικούς κυρτούς αναστομωτήρες 29mm μίας χρήσης με κλιπ τιτανίου μεγέθους 5,0mm περίπου για παχείς ιστούς με μήκος στειλεού 18,5cm για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω-κάτω κοιλίας με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με παράθυρο ελέγχου για το ύψος κλεισίματος του κλιπ, ασφάλεια προπυροδότησης και μηχανισμό ηχητικού ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης. Η λάμα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Διαθέτουν αποσπώμενη και ανακλινόμενη κεφαλή χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Η κεφαλή φέρει σπές εκτόνωσης πίεσης καθώς και αύλακα περίδεσης της περίπαρσης. Φέρουν μια λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος.</p>	<p>Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +- 10% στην διάμετρο του κυκλικού αναστομωτήρα.</p>

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

γ)	33mm	<p>Προσφέρουμε κυκλικούς κυρτούς αναστομωτήρες 32mm &amp; 34mm μίας χρήσης με κλιπ τιτανίου μεγέθους 5,0mm για παχείς ιστούς με μήκος στειλεού 18,5cm για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις άνω-κάτω κοιλίας με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου δυνατού αναστομωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, με παράθυρο ελέγχου για το ύψος κλεισίματος του κλιπ, ασφάλεια προπυροδότησης και μηχανισμό ηχητικού ελέγχου ασφαλούς πυροδότησης. Η λάμα είναι από ανοξείδωτο ασάλι με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Διαθέτουν αποσπώμενη και ανακλινόμενη κεφαλή χαμηλού προφίλ για εύκολη τοποθέτηση στον αυλό. Η κεφαλή φέρει οπές εκτόνωσης πίεσης καθώς και αύλακα περιδερσης της περιπαρησης. Φέρουν μια λαβή ταχείας και ελεγχόμενης σύγκλισης κεφαλής-άκμονα και μηχανισμό ασφάλειας για αποφυγή προ-πυροδότησης. Στην συσκευασία περιέχεται ειδική προέκταση που εξασφαλίζει στον άκμονα του κυκλικού την ευκολότερη τοποθέτηση σε δυσπρόσιτο σημείο όπως είναι ο οισοφάγος</p>	<p>Παρακαλώ να αναφέρεται η απόκλιση +- 10% στην διάμετρο του κυκλικού αναστομωτήρα.</p>
80	<p>Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων ανοιχτής επέμβασης μήκους 9 cm με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως 5mm, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος, με δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (ενσωματωμένο hand activation) χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία να πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Με στυλεό αλουμινίου για μόνωση και σωστή κατανομή στο βάρος.</p>	<p>Προσφέρουμε εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων 5χιλ με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος στειλεού 14cm Με ενεργοποίηση από το χέρι και με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5mm, δυνατότητα περιστροφής 360° (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας.</p>	

RONDIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

81	<p>Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης μήκους 23cm και διαμέτρου 5mm, πλήρως περιστρεφόμενο 360 μοιρών με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων διαμέτρου εως και 7mm, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος, με δυνατότητα ενεργοποίησης απο το χέρι (ενσωματωμένο hand activation) χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία να πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας..</p>	<p>Προσφέρουμε εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων 5χιλ με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος στειλεού 23cm Με ενεργοποίηση από το χέρι και με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5mm, δυνατότητα περιστροφής 360° (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας.</p>	
82	<p>Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης μήκους 36cm και διαμέτρου 5mm, πλήρως περιστρεφόμενο 360 μοιρών με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων διαμέτρου εως και 7mm, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος, με δυνατότητα ενεργοποίησης απο το χέρι (ενσωματωμένο hand activation) χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία να πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας..</p>	<p>Προσφέρουμε εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων 5χιλ με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος στειλεού 36cm Με ενεργοποίηση από το χέρι και με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5mm, δυνατότητα περιστροφής 360° (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας.</p>	
83	<p>Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων έως και 7 mm, μιας χρήσεως διαμέτρου στυλεού 10 mm, μήκους 20cm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec, με ευθείες σιαγόνες με κεραμικά στοπ συγκράτησης του ιστού με ενσωματωμένη λάμα, μήκος κοπής 20mm &amp; μήκος συγκόλλησης 22mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και ειδοποίηση ηχητικά και οπτικά χειροδιακρότη ενεργοποίησης, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Να διαθέτει τεχνολογία παρακολούθησης της ωμικής αντίστασης του ιστού η οποία μετράει τις αλλαγές τουλάχιστον 3000 φορές το δευτερόλεπτο και να προσαρμόζει την έξοδο σύμφωνα με την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας σε διαφορετικούς τύπους ιστών. Συμβατή με τις ήδη υπάρχουσες γεννήτριες του νοσοκομείου.</p>	<p>RONTIS HELLAS A.E.B.E.</p>	

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490



84	<p>Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων έως και 7 mm, μιας χρήσεως διαμέτρου στυλεού 10 mm, μήκους 37cm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec, με ευθείες σιαγόνες με κεραμικά stop συγκράτησης του ιστού με ενσωματωμένη λάμα, μήκος κοπής 20mm &amp; μήκος συγκόλλησης 22mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και ειδοποίηση ηχητικά και οπτικά χειροδιακόπτη ενεργοποίησης, κλείδωμα χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Να διαθέτει τεχνολογία παρακολούθησης της ωμικής αντίστασης του ιστού η οποία μετράει τις αλλαγές τουλάχιστον 3333 φορές το δευτερόλεπτο και να προσαρμόζει την έξοδο σύμφωνα με την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας σε διαφορετικούς τύπους ιστών. Συμβατή με τις ήδη υπάρχουσες γεννήτριες του νοσοκομείου.</p>		
85	<p>Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λεμφαγγείων έως και 7 mm, μιας χρήσεως σχήματος ψαλιδίου κατάλληλη για επεμβάσεις θυρεοειδή, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec, με κυρτούς σιαγόνες μήκους κοπής 14,7mm &amp; μήκος συγκόλλησης 16,5mm, μήκος στυλεού 18,8cm, με ενεργοποίηση από το χέρι, ενσωματωμένη κοπτική λάμα και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. Να διαθέτει τεχνολογία παρακολούθησης της ωμικής αντίστασης του ιστού η οποία μετράει τις αλλαγές τουλάχιστον 3000 φορές το δευτερόλεπτο και να προσαρμόζει την έξοδο σύμφωνα με την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας σε διαφορετικούς τύπους ιστών. Συμβατή με τις ήδη υπάρχουσες γεννήτριες του νοσοκομείου.</p>		
86	<p>Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης/διατομής αγγείων έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας, κυρτή σιαγόνα διπλής άρθρωσης για καλύτερη ορατότητα μήκους 16mm. Το άκαμπτο άκρο της σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη 360ο και να πάλλεται με επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού με αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. Να είναι μιας χρήσης, διαμέτρου 5mm, μήκους 35cm.</p>		
87	<p>Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για ανοιχτή επέμβαση κήλης διαμέτρου 5mm με 15 ελικοειδή κλιπς τιτανίου</p>		
88	<p>Πλέγμα απορροφήσιμο από πολυγλακτίνη για αποκατάσταση κηλών σε διάφορα μεγέθη.</p>		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

89	<p>Προσχηματισμένο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδική ελλειπτική σχεδίαση και προδιαμορφωμένη σχισμή με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του διαστάσεων 14x9cm αριστερό ή δεξί</p>	<p>Πλέγμα αποκατάστασης δεξιάς και αριστερής βουβωνοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο 9cmx13cm, σχήματος oval, προσχηματισμένο με αναδιπλούμενα πτερύγια.          Διατίθεται σε τρία διαφορετικά είδη πλέξης (κανονικής, πυκνής, αραιής).          Διαθέτει μικροπόρους για γρήγορη ανάπτυξη κοκκιδώδους ιστού.          Είναι εύκολο στην τοποθέτηση του σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις λόγω του ότι δεν παρουσιάζει φαινόμενα μνήμης και δεν είναι ελαστικό. Το πλέγμα είναι σχεδιασμένο ώστε το κάθε πτερύγιο να αγκαλιάζει το σπερματικό τόνο και επιτρέπει την διπλή ενίσχυση γύρω από το έσω βουβωνικό στόμιο χωρίς να χρειάζεται ράμματα για την καθήλωση του.          Η μορφή συστήματος του πλέγματος διασφαλίζει την τοποθέτηση του χωρίς τάση</p>	
90	<p>Σύστημα αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από προσχηματισμένο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέραί και στρογγυλό πλέγμα πωματισμού(κώνος) από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του διαστάσεων 8cm.</p>	<p>Σύστημα αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διαστάσεων 5cmx10cm, προσχηματισμένο μαζί με κώνο small, medium &amp; large ο οποίος μπορεί να συνδεθεί στον κώνο με ράμμα για ασφαλέστερη τοποθέτηση.          Είναι απολύτως βιοσυμβατό.          Διαθέτει μικροπόρους για γρήγορη ανάπτυξη κοκκιδώδους ιστού.          Είναι εύκολο στην τοποθέτηση του σε ανοιχτές επεμβάσεις λόγω του ότι δεν παρουσιάζει φαινόμενα μνήμης και δεν είναι ελαστικό.</p>	
91	<p>Set προσχηματισμένου πλέγματος μονόκλωνου πολυπροπυλενίου και ετοιμου προσχηματισμένου κώνου λείου εξωτερικά από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο ,με ατραυματική κορυφή συγκολλημένη με θερμोकόλληση με εσωτερικά πέταλα.</p>	<p>Προσφέρουμε κώνο αποκατάστασης βουβωνοκήλης απο μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διαστάσεων large, με φύλλα τύπου «Μαργαρίτα» ή τύπου "Σομπρέρο" προσχηματισμένο διαστάσεων small, medium, large ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με ράμμα για ασφαλέστερη τοποθέτηση.          Είναι απολύτως βιοσυμβατό.          Διαθέτει μικροπόρους για γρήγορη ανάπτυξη κοκκιδώδους ιστού.          Είναι εύκολο στην τοποθέτηση του σε ανοιχτές επεμβάσεις λόγω του ότι δεν παρουσιάζει φαινόμενα μνήμης και δεν είναι ελαστικό.</p>	

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

92	Πλέγμα για λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης από πολυκλωνο πολυεστέρα 15x10cm άκαμπτο με αυξημένη μνήμη για εύκολη τοποθέτηση με μεγάλους πόρους και λευκό χρώμα για διευκόλυνση προσανατολισμού.	Πλέγμα πολυπροπυλενίου μη απορροφήσιμο, κανονικής πλέξης ή αραιής πλέξης και σε διαστάσεις 8X15. Διαθέτει μικροπόρους για γρήγορη ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού. Είναι απολύτως βιοσυμβατό. Εύκολο στην τοποθέτηση του τόσο σε ανοιχτές όσο και σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις λόγω του ότι δεν παρουσιάζει φαινόμενα μνήμης και δεν είναι ελαστικό.	
93	Σύστημα αποκατάστασης κήλης, από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, αποτελούμενο από επίπεδο πλέγμα ενωμένο με προδιαμορφωμένο κώνο ο οποίος να εκπτώσσεται, με την βοήθεια ράμματος, και να εφαρμόζει προπεριτοναϊκά διαφόρων διαστάσεων.	Σύστημα αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διαστάσεων 5cmx10cm,προσχηματισμένο μαζί με κώνο small, medium & large ο οποίος μπορεί να συνδεθεί στον κώνο με ράμμα για ασφαλέστερη τοποθέτηση. Είναι απολύτως βιοσυμβατό. Διαθέτει μικροπόρους για γρήγορη ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού. Είναι εύκολο στην τοποθέτηση του σε ανοιχτές επεμβάσεις λόγω του ότι δεν παρουσιάζει φαινόμενα μνήμης και δεν είναι ελαστικό.	
94	Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο από μονόκλωνο πολυεστέρα και με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του χωρίς ράμματα και φιλμ κολλαγόνου διαστάσεων 15x10cm.		
95	Πλέγμα διπλής όψης από πολυπροπυλένιο και ιατρική σιλικόνη από μικροπορώδες πολυπροπυλένιο και στρώμα σιλικόνης ειδικό για ομφαλοκήλες	Πλέγμα διπλής όψης για την ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση κοιλιοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και ψεκασμένη πολυουρεθάνη διαστάσεων 15x15 ως αντισυμφυτική προστασία. Το πλέγμα είναι απολύτως βιοσυμβατό. Είναι εύκολο στο χειρισμό του και διαθέτει ράμμα πολυπροπυλενίου για την εύκολη αναγνώριση της κάθε πλευράς κατά την λαπαροσκοπική τοποθέτηση.	
96	Πλέγμα από ημιαπορροφήσιμο 10% ελαφρύ πολυπροπυλένιο και 90% PLLA - αποτελούμενο από ημισφαιρικό πλέγμα και ένα επίπεδο προσχηματισμένο		
97	Ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα διάφανο , διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με εξτρά θήκη- πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα ,πράσινου χρώματος που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης , επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος , από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 15x10cm	Πλέγμα διπλής όψης για την ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση κοιλιοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και ψεκασμένη πολυουρεθάνη διαστάσεων 15x15 ως αντισυμφυτική προστασία. Το πλέγμα είναι απολύτως βιοσυμβατό. Είναι εύκολο στο χειρισμό του και διαθέτει ράμμα πολυπροπυλενίου για την εύκολη αναγνώριση της κάθε πλευράς κατά την λαπαροσκοπική τοποθέτηση.	

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

98	Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης, αποτελούμενο από αντισυμφητικό φιλμ υδρόφιλου κολλαγόνου που εκτείνεται 5mm περιμετρικά του πλέγματος και από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα μεγάλων πόρων, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA, τέσσερα πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές για την υποβοήθηση τοποθέτησης ενωμένες με ράμματα με τα πτερύγια καθήλωσης. Διαστάσεων 8,6cm		
99	Τριπλό σύστημα πλέγματος αποτελούμενο από δύο επίπεδα πλέγματα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου ενωμένα με κυλινδρικό συνδετικό για την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης διάστασης MEDIUM		
100	Τριπλό σύστημα πλέγματος αποτελούμενο από δύο επίπεδα πλέγματα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου ενωμένα με κυλινδρικό συνδετικό για την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης διάστασης LARGE		
101	Ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα διάφανο, διπλής όψευς, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με εξτρά θήκη- πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, πράσινου χρώματος που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφητικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος, από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 30x20cm	Πλέγμα διπλής όψης για την ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση κοιλιοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και ψεκασμένη πολυουρεθάνη διαστάσεων 20X30ως αντισυμφητική προστασία. Το πλέγμα είναι απολύτως βιοσυμβατό. Είναι εύκολο στο χειρισμό του και διαθέτει ράμμα πολυπροπυλενίου για την εύκολη αναγνώριση της κάθε πλευράς κατά την λαπαροσκοπική τοποθέτηση.	
102	Χειρουργικό βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό κολλαγόνο, για μόνιμη ενίσχυση ή/και αντικατάσταση μαλακού ιστού, αδρανές, διασταυρούμενης δομής με HMDI, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, έτοιμο προς χρήση χωρίς την ανάγκη εφύγγρανσης. Διαστάσεων 5x10cm x0,5mm. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 κλινικές μελέτες που να εγγυώνται την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χρήσης του σε περιστατικά βεβαρημένα όπου δεν συνίσταται η επιλογή συνθετικών υλικών.		
103	Ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα διάφανο, διπλής όψευς, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με εξτρά θήκη- πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, πράσινου χρώματος που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφητικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος, από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 25x20cm	Πλέγμα διπλής όψης για την ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση κοιλιοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και ψεκασμένη πολυουρεθάνη διαστάσεων 20X30 & 30X30 ως αντισυμφητική προστασία. Το πλέγμα είναι απολύτως βιοσυμβατό. Είναι εύκολο στο χειρισμό του και διαθέτει ράμμα πολυπροπυλενίου για την εύκολη αναγνώριση της κάθε πλευράς κατά την λαπαροσκοπική τοποθέτηση.	
104	Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο από μονόκλωνο πολυεστέρα και με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του χωρίς ράμματα, διαστάσεων 30x15cm.		
105	Πλέγμα από τιτάνιο και πολυπροπυλένιο προσηματισμένο με οπή σε διάφορες διαστάσεις		
106	Πλέγμα βουβωνικού κώνου αποτελούμενο ξεχωριστά από προσηματισμένο κώνο και προσηματισμένο πλέγμα με οπή small		
107	Πεϊκή πρόθεση 3 τμημάτων με υδρόφιλη επικάλυψη, η οποία επιτρέπει την απορρόφηση οποιουδήποτε αντιβιοτικού σχήματος και απαιτείται μόνο μία σύνδεση. Το σετ πεϊκής πρόθεσης να περιλαμβάνει κυλίνδρους από BIOFLEX και αντλία με μηχανισμό χάλασης με μία κίνηση, ρεζερβουάρ με αντιαλινδρομική βαλβίδα ώστε να αποφεύγονται οι αυτόματες ενεργοποιήσεις, κιτ συναρμολόγησης και σύστημα διαδερμικής διαστολής (πλαίσιο και άγκιστρα). Διατίθεται σε μεγέθη από 10 – 22 (κύλινδροι), 60cc, 75cc και 100 cc (ρεζερβουάρ).		
108	Πεϊκή πρόθεση 3 τμημάτων με επικάλυψη αντιβιοτικού		

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

109	<p>Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς καταμεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο.Α) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης small, 10 x 7,5 x 3.3cm</p>		
110	<p>Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς καταμεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο.Α) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης large, 26 x 15 x 3.3cm</p>		
111	<p>Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς καταμεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο.Α) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης medium, 18x 12,5 x 3.3cm</p>		
112	<p>Α. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον <b>1000 ml</b> με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής.          Β. Σετ επιδέσμων γάζας <b>επιτάχυνσης επούλωσης</b> με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με <b>ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας</b> για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις S,M,L,XL.          Γ. Σετ σπόγγου <b>επιτάχυνσης επούλωσης</b> με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με <b>ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας</b> για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις σπόγγου S=10x8x3 cm, INT= 10x15x3 cm, M= 13x18x3 cm, L= 15x25x3 cm, XL= 2 τεμ. χ 30x25x3 cm.</p>	<p>RONTIS HELLAS A.E.B.E.</p>	

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490

Δ. Σετ επιδέσμων γάζας **αντιβακτηριδιακό** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδόκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με **άργυρο (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης)**, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις S,M,L,XL.

Ε. Σέτ σπόγγου **αντιβακτηριδιακό** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδόκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με **άργυρο (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης)**, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις σπόγγου S=10x8x3 cm, INT= 10x15x3 cm, M= 13x18x3 cm, L= 15x25x3 cm, XL= 2 τεμ. χ 30x25x3 cm.

ΣΤ. Σέτ σπόγγου **ABDOMINAL** ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων με:

- σπόγγο πολυουρεθάνης **30x40x1,5** cm
- 2 διαφανή αυτοκόλλητα φιλμ 30x40 cm
- **2 δίσκους παροχέτευσης** των εκκρίσεων
- ειδική μεμβράνη κατάλληλη για εφαρμογή πάνω σε ζωτικά όργανα **84x65** cm

Η αντλία αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των ανωτέρω συμβατών αναλώσιμων σετ.

Επίσης η αντλία να είναι φορητή και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- συνεχή, μεταβαλλόμενη και διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης
- προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ 20-200mmHg
- προσαρμογή μεταβαλλόμενης λειτουργίας σε διάστημα 0,5-10 min
- δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερωμών
- ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού
- ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού
- δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών)
- οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12,7mm,ΜΗΚΟΣ 7,45mm,ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ 3600

113

Μετά τιμής,  
  
Αθανάσιος Τσέγκος

BU Manager of Laparoscopy/Endoscopy dept.

RONTIS HELLAS A.E.B.E.  
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ  
ΣΙΣΡΟΥ 38 - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΤΗΛ: 210 6109090 - FAX: 210 6108748  
ΑΔΜ: 099315600 - Α.Π.Υ. 446 ΑΝΗΜΩΝ  
ΑΡ. Π.Α.Ε.: 44012/01ΑΓ/09/355

RONTIS HELLAS A.E.B.E.

E: infohellas@rontis.com U: www.rontis.com

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΣΩΡΟΥ 38, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ | T: 210 610 9090, F: 210 6108748

ΕΡΓΟΣ/ΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 41004 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Θ. 3012 | T: 2410 541489 F: 2410 541490