



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVPN 33693000-4

Σε απάντηση της υπ' αρ. πρωτ. 13/01/210/37182/5-11-2019 απόφασης, σας επισυνάπτουμε την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη του επισυναπτόμενου πίνακα.

Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας η κατηγοριοποίηση πρέπει να γίνει:

1) ανά ιατρική ένδειξη χρήσης και στην ολότητα τους σαν σύστημα ώστε να μην υπάρχουν ασυμβατότητες, όπως έχουν παρατηρηθεί σε διαγνωστικούς τέτοιων συστημάτων σε άλλα νοσοκομεία στο παρελθόν.

2) Βασική προϋπόθεση η ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, η εφαρμογή του vac από νοσηλεύτη της εταιρείας και η ύπαρξη υπαλλήλου της εταιρείας διαθέσιμου 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα on call για την τεχνική υποστήριξη του συνοδού εξοπλισμού σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες. Η μη τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης θα εκλαμβάνεται ως μη τήρηση της συμβατικής υποχρέωσης.

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (VAC) – ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVPN 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	<b>Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών γενικής χρήσεως:</b>			
A1α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			

A1β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
A1γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		
A1δ	Σετ σπόγγου με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. Εναλλακτική επιλογή σπόγγου με άργυρο για τραύματα με χαμηλό μικροβιακό φορτίο.	NAI		
B	<b><u>Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών ειδικής χρήσεως βάση ενδείξεων:</u></b>			
B1	<b>Κατακλίσεις ιεροκοκκυγικής χώρας και ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού σε κατακαλυμμένους ασθενείς με μικρό μικροβιακό φορτίο που χρήζουν ενσταλάξεων εμποτισμού διαλύματος στην κοίτη του τραύματος</b>			
B1α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 8 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με δυνατότητα ενστάλαξης – εμποτισμού – αναρρόφησης VAC αντισηπτικών ουσιών ή αντιβιοτικών ή φυσιολογικού ορού ή υπέρτονου διαλύματος ή συνδυασμού τους στη κοίτη του τραύματος με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη ή χρήση κύκλων ενστάλαξης αναρρόφησης, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B1β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο άνθρακα διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml. Συμπληρωματικά δοχείο χορήγησης διαλύματος, η χορήγηση αυτού του διαλύματος ελέγχεται από ειδική	NAI		

	κασέτα			
B1γ	Σωλήνας αποστειρωμένος πέντε αυλών συμβατός, με αεροστεγή συνδετικά, με δύο μικροαισθητήρες, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	ΝΑΙ		
B1δ	Σετ σπόγγου με 2 αυτοκόλλητους σωλήνες αναρρόφησης του εξιδρώματος-ενστάλαξης-πλύσης και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. Διαστάσεις οβάλ ή τετράγωνο: μικρό 10x8x3 περίπου, , ενδιάμεσο 13x19x3 περίπου, μεγάλο 26x16x3 περίπου. Εναλλακτικά σύστημα τριών σπόγγων ένας εν τω βάθη τοποθέτησης με οπές 1cm σε όλη την επιφάνεια και δύο κανονικοί όλοι διαστάσεων 18x13x0,8 ως 1,5 cm. Σε περίπτωση αποκαλυμμένου οστού θα χρησιμοποιηθεί σετ σπόγγου πολυβινυλικής αλκόολης.	ΝΑΙ		
B2	<b>Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, σε επιμήκεις χειρουργικές τομές σε κατακαλυμμένους ασθενείς</b>			
B2α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B2β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	ΝΑΙ		
B2γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	ΝΑΙ		

