



Τηλ.: 213 2041365 FAX: 213 2041371
Email: nuclearmed@evangelismos-hosp.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PETScan Με Γάλλιο68 – Εδοτρεοτίδη/DOTATOC (Ga68-SomaKit TOC)

Η νέα αυτή υπηρεσία θα προσφέρεται από το Τμήμα μας από τις 26 Μαρτίου 2018 και αντικαθιστά κάθε άλλο συμβατικό Σπινθηρογράφημα με ανάλογα της Σωματοστατίνης.

Πραγματοποιείται μόνον σε εξωτερικούς ασθενείς, όχι σε ημερήσιες νοσηλείες.

Α. Επιλέγετε στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το πεδίο 49 Σπινθηρογραφήματα: Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων με ταυτόχρονη Υπολογιστική Τομογραφία για διόρθωση εξασθένησης και ανατομικό προσδιορισμό.

Από την κρανιακή βάση ως τη μεσότητα των μηρών [Κωδικός 49 00 00 111] και πρόσθετη λήψη κεφαλής [Κωδικός 49 00 00 120]

με το **ραδιοφάρμακο Γάλλιο68 – Εδοτρεοτίδη/DOTATOC.**

Εμπορικό όνομα (Ga68-SomaKit TOC).

Β. Για τους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ ενημερώνετε τον ασθενή ότι πρέπει να λάβει έγκριση από την Επιτροπή του ΚΕΣΥ που εγκρίνει τα PETScan. Η διαβίβαση γίνεται μέσω των τοπικών γραφείων του ΕΟΠΥΥ.

Σε ασφαλισμένους άλλων Ταμείων ή με Ιδιωτική Ασφάλιση, ισχύουν οι κανονισμοί τους.

Ο Ιατρός που παραπέμπει πρέπει να ετοιμάσει για το ΚΕΣΥ ένα αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα και να επισυνάψει αντίγραφα των γνωματεύσεων του πρόσφατου απεικονιστικού ελέγχου (CT, MRI, OCTREOSCAN), αν υπάρχουν.

Γ. Τα ραντεβού κλείνονται στη Γραμματεία της Πυρηνικής Ιατρικής 3^{ος} όροφος κτίριο ΑΧΕΠΑ. Τηλ 213-2041365 ή 213-2045742. FAX 213-2041371. e-mail nuclearmed@evangelismos-hosp.gr

Δ. Προετοιμασία.

Ο ασθενής πρέπει να έχει καλή ενυδάτωση και να είναι νηστικός 6 ώρες.

Αν θεραπεύεται με ανάλογα της Σωματοστατίνης , τότε η εξέταση προγραμματίζεται 1-2 ημέρες πριν την επόμενη λήψη.